

Etichettatrici professionali per la rintracciabilità degli strumenti sterilizzati.



Le norme prevedono che gli strumenti vengano imbustati, sterilizzati e stoccati nell'attesa dell'utilizzo.

È stato stabilito che uno strumento imbustato conserva la sterilità per 30 giorni. Diventa pertanto indispensabile indicare sulla busta la data di sterilizzazione e quella di scadenza.

Un'altra esigenza per la tutela giuridica del Responsabile Sanitario è quella di poter stabilire, per ciascun paziente, gli strumenti utilizzati.

Le etichettatrici De Marco soddisfano queste necessità.

Entrambi i modelli Mark 2 e Mark 3 hanno due righe di stampa che, su etichette con doppio supporto adesivo, riportano:

- la data di sterilizzazione;
- la data di scadenza;
- il numero del ciclo;
- il numero dell'operatore;
- l'indicatore di processo che vira di colore al contatto con vapore saturo.

Il doppio supporto adesivo consente di trasferire l'etichetta sulla scheda del paziente per ogni sessione di cure.

Mark 2 - etichettatrice professionale manuale con servoscatto che evita l'incastramento, riduce i tempi di esecuzione e la fatica dell'operatore. Idonea quindi per attività intensa e prolungata.

Viene fornita con un rotolo di 700 etichette.

Mark 3 - etichettatrice manuale con caricamento semplice e rapido del rotolo e del tampone.

Viene fornita con un rotolo di 600 etichette.

Entrambi i modelli utilizzano inchiostro atossico e resistente al vapore.